お部屋の感染対策もしっかりしています

今こそ実行!! 感染対策



「当院は清潔な環境、院内感染対策、救急時の安全対策、安全管理などについて、

国が定める基準を満たしているとし、厚生労働省より「歯科外来環境体制加算施設」として認定されました。



界面活性剤をディスポーザブルやタオルに噴霧し、ユニットやキャビネットの材質のデリケートな箇所を拭掃し除菌洗浄を行います。



診療中に手袋で接触した箇所、スイッチ、タッチパネル、ハンドル部分を拭掃します。 患者さんごとに行うことで、次の患者さんの感染を防止します。



スリーウェイシリンジの ハンドル部分も、患者さん毎に拭掃し、シリン ジ先端は患者さんごと に交換し滅菌します。



ライトのハンドル部分 も手袋で接触するため 患者さんごとに拭掃し ます。



スピットン上の給水部 分も、跳ね返りで汚れ ていることが多いた め、必ず患者さんご とに拭掃します。



睡液などで汚れた手袋で機械を触ることになるため、あらかじめ触れる部分には使い捨てのビニールで覆って感染を予防しています。



虫歯治療や 外科処置後 など 、周囲に唾液 、血液が飛散して いる場合には 、その部分を拭掃して、除菌洗浄を行います。



キャビネット流しの ハンドル部分なども 手袋で接触する可能 性が高い箇所なので 頻繁に拭掃し、除菌 洗浄を行います。



椅子の調整ハンドル 部分も、手袋で診療中に接触している可能性の高い箇所です。忘れずに、患者さんごとに拭根します



待合室のドアノブや電気のスイッチ、トイリアノブや電気のスイッチ、トイル頻繁に触れそうなところを殺菌力の強いオゾン水で一段にます。 掃します

世界基準の滅菌システム&衛生管理

当院では新型コロナウイルスを含むあらゆるウイルスや細菌による院内感染を予防するため、診療中のマスク・手袋の着用、うがい・手洗いの徹底。歯を削る器具の患者さん毎の交換と専用機器による滅菌、可能な限り使い捨ての資材利用、アルコール及びオゾン水を用いた院内器具の滅菌を実施しております。どれも非常に手間やコストはかかりますが、患者さんから見えない部分だからこそ、徹底的にこだわって安心安全な医療を提供しています。

患者さんに使用した器具などの滅菌・消毒の流れ

バー・リーマー類

基本セット



その他の観血処置 を行う器具



矯正治療用器具類



タービン類

O (9)

使い捨て

①オゾン水による超音波洗浄・消毒

歯科医療機器専用ジェット洗浄機

③ハンドピース専用 滅菌器

廃棄処分

第2種滅菌技士が在中

おおくぼ歯科クリニックでは、この高度 な滅菌消毒システムを第2種滅菌技士を 常駐することで運用を可能にしています

第2種滅菌技士とは、日本医療機器学会が行っている試験に合格した者が認定を得ることが出来る資格です。滅菌供給に関する正しい知識を持ったスタッフが実践することで医療現場である当院での感染を防ぐ事と同時に医療の質の向上につながる重要な役割を担っております。

②class B オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)による滅菌処理

①オゾン水による超音波洗浄・消毒





強力な殺菌力をもったオゾン水を使用した超音波振動で小さく細かな器具を洗浄・消毒します。 使用した器与を滅争を適ける前に、汚れやタンパク質などの付着を取り除き、見えない部分の細かい汚れも強力に落とします。 ①歯科医療機器専用ジェット洗浄機



徹底した感染予防には、主な感染源である器具についた血液や唾液のタンパク質汚れをしっかり落とすことが必要です。手洗いでは洗浄が難しい複雑な構造の器具の汚れも高圧水流で隅々まで落とし、熱水での消毒洗浄を行います。

2

②class B オートクレーブ (高圧蒸気滅菌器) による滅菌処理



ヨーロッパ基準クラスB規格をクリアする滅菌処理が行えるオートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)。残留空気を排出し真空状態となったチャンバー内に飽和蒸気を充満させることで、通常のオートクレーブでは困難な中空製品や繊維製品も確実に滅菌します。

歯科衛生士前川です

滅菌技士の

③ハンドピース専用滅菌



小型高圧蒸気滅菌器のヨーロッパ 基準のクラスSをクリアする滅菌 処理が行えます。飽和蒸気をハンドピースの内部に通らさせること で、外側だけでなく内部回路まで 洗浄でき、さらに注油、滅菌まで を6本同時に完了することができ ます。